



Télécharger des ensembles de pages sur TD Snap




1) Se connecter sur son compte [Tobii Dynavox](#).

2) Se rendre sur Pageset Central.



3) Profitez de l'option de recherche ou des filtres pour faciliter vos recherches.



Par exemple : cochez *french* dans le filtre *language*.




4) Lorsque vous avez trouvé un dossier intéressant, cliquez sur *Ajouter à Mes trucs*.




5) Le dossier a été ajouté dans Mes Trucs, TD Snap.




6) Sur l'iPad : Allez dans *réglages*, puis sous *Ensemble de pages*. Cliquez sur *Ensemble de page de Laure-Anne*.




7) Cliquer sur *Télécharger un ensemble de pages*.



8) Sélectionnez le dossier souhaité.



9) Une fois l'ensemble de pages téléchargé, cliquez sur ce dernier.



10) Vous pouvez alors profiter des ensembles de pages partagés sur Mytobiidynavox ! 😊

